

SAPIO
GRUPPO

SAPIO
life



Spett.le
ASL Nuoro
SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
C.A. dr ssa Sandra Manca

Porto Torres 06/08/2024 Prot. 137gd2024

OGGETTO: : offerta privata per la fornitura in Service di materiale consumo

La SAPIO LIFE S.R.L. con sede legale in Monza, Via Silvio Pellico 48, Ufficio delle Imposte Dirette di Monza – Via Marsala n. 13, Codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02006400960 – già Registro Ditte R.E.A. n. 1330457 dal 9/3/90, registro delle Imprese di Monza n. MI149-43606, P.I. 02006400960 – con la presente sottopone alla Vs. cortese attenzione la propria migliore offerta per quanto in oggetto:

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- **Pagamento :** 60 GG rimessa diretta.
- **Validità offerta:** 180 giorni
- **Consegna :** 10/30g dall' ordine
- **IVA:** 04%

SAPIO
life

SAPIO
life

SAPIO LIFE Srl - SEDE LEGALE E UFFICI OPERATIVI: Via S. Pellico, 48 - 20052 Monza (MI)
Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 2026143 - www.grupposapio.it - sapio@grupposapio.it
CAP. SOC. € 30.641.000 I.V. - Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Monza e Brianza 08804430158 - R.E.A. di Monza e Brianza 1240521 - P.IVA 02006400960
Casella Postale Monza 221 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Progefin Srl

FILIALE: Porto Torres via Alberto D'albertis 21 - Tel. +39 079 2675110 - Fax +39 079 2675408



Si dichiara che il materiale offerto è certificato CEE e la classe di appartenenza di cui alla DIR CEE 93/42

CONDIZIONI ECONOMICHE:

| N° | Descrizione | Canone giornaliero | Codice SL |
|--------|---|--------------------|------------|
| | | 3,75 | |
| 3/mese | AirFit N20 Classic - Maschera nasale Vented completa di cuffia Mis. Large | Incluso nel canone | SL10903872 |
| 3/mese | Circuito adulti PVC - D=22mm, connettore 22F Lunghezza 180 cm | Incluso nel canone | SL10904061 |
| 2/mese | Filtri aria standard | Incluso nel canone | SL10903730 |

In attesa di un Vs. gentile cenno di riscontro in merito, con l'occasione porgiamo i ns. più distinti saluti.

SAPIO LIFE SRL

Regional Manager Sardegna
Diana Gianmario

Sig Sergio Gemmi
Health Center Area Director

SAPIO LIFE SRL





ResMed

Changing lives
with every breath


AirFit™ N20 Classic

63710 AirFit™ N20 Classic Small Nasal Mask
Maschera nasale per ventiloterapia – Con fori per l'esalazione della CO₂
Classificazione CND: R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
Progressivo di sistema attribuito al DM: 1631708

63711 AirFit™ N20 Classic Medium Nasal Mask
Maschera nasale per ventiloterapia – Con fori per l'esalazione della CO₂
Classificazione CND: R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
Progressivo di sistema attribuito al DM: 1631819

63712 AirFit™ N20 Classic Large Nasal Mask
Maschera nasale per ventiloterapia – Con fori per l'esalazione della CO₂
Classificazione CND: R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
Progressivo di sistema attribuito al DM: 1631820

Anno di immissione sul mercato: 2017
Produttore – ResMed (1 Elisabeth MacArthur Drive, Bella Vista, NSW 2153, Australia)
Garanzia – 90 giorni dopo la data d'acquisto.




CE 0123

La maschera AirFit™ N20 Classic è una maschera nasale per ventiloterapia con fori per l'esalazione della CO₂ incorporati (non necessita perciò di valvole espiratorie aggiuntive).
Utilizzabile con tutti i tipi di ventilatori pressometrici che richiedono una maschera con valvola espiratoria inclusa e con tutti i tipi di ventilatori presso-volumetrici configurati per la ventilazione a perdite.
La maschera Air Fit™ N20 Classic ed il copricapo sono interamente costituiti da materiali leggeri e morbidi.
E' composta da cuscinetto in silicone, scocca comprensiva di connettore con fori di esalazione della CO₂ e copricapo in fibra sintetica Elastan e schiuma di poliuretano.
La maschera non contiene latex, PVC e ftalati come DEHP, DBP e BBP in nessuno dei componenti.
Nella guida per l'uso inclusa nella confezione, si trovano anche le indicazioni dettagliate per la cura e la pulizia.

Caratteristiche tecniche

- **Pressione terapeutica (cmH₂O):** 4 - 30
- **Resistenza:** caduta di pressione misurata nominale a 50 L/min 0,4 cmH₂O - a 100L/min 1,5 cmH₂O
- **Spazio morto fisico:** volume vuoto della maschera inclusa la fine del gomito pari a 55.8 mL (cuscinetto Large)
- **Temperatura di esercizio:** da 5°C a 40°C
- **Umidità di esercizio:** da 15 a 95% non condensante
- **Temperatura di stoccaggio e trasporto:** da -20°C a +60°C
- **Umidità di stoccaggio e trasporto:** fino al 95% non condensante
- **Emissioni acustiche:** VALORI NUMERO BINARIO EMISSIONI ACUSTICHE DICHIARATE come da norma ISO 4871. La potenza acustica della maschera secondo la ponderazione A e di 28 dBA, con un margine d'incertezza di 3 dBA. Il livello di pressione acustica della maschera secondo la ponderazione A alla distanza di 1 m e di 20 dBA, con un margine d'incertezza di 3 dBA.
- **Dimensioni lorde:** maschera assemblata (senza copricapo) 141 mm (A) x 73 mm (L) x 90 mm (P)
- **Curva di pressione-fusso:**



ResMed - Scheda Tecnica AirFit N20 Classic

ResMed - Making quality of care easy - resmed.com