


# GOLMAR®

Ufficio Commerciale  
S.S. 388 KM. 7.700, 09088 Simaxis (OR)

Sede Legale: C.so U. Sovietica 603, 10135 – Torino  
e-mail: [oristano@golmar.com](mailto:oristano@golmar.com)  
[www.golmar.com](http://www.golmar.com)

Tel: + 39 0783/405586



Simaxis 10/01/25

Spett.le

Alla C.A. Di Ismaela Di Liberto

ASL NUORO

**AGENTE:**  
**FAEDDA GIAMPIETRO**  
**347/8495914**

ASL3 NUORO  
PG/2025/1888 del 21/01/2025 ore 09:20  
Mitt.: GOLMAR  
Ass.: SC Provveditorato  
Class.: 2.3.3.



**CODICE 4974 - STATIC**



## **CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER GRUPPI A E B D.L. 81/08 ALLEGATO DEL D.M. 388/03**

Cassetta a muro in metallo verniciato con polvere epossidica, colore bianco, con antina. Serratura completa di chiavi.  
Dimensioni HxLxP: 500 x 300 x 120 mm

**Contenuto:** 5 paia Guanti Sterili monouso, 1 Visiera Paraschizzi + mascherina, 2 Flaconi da 500 ml di Soluzione Cutanea di Iodopovidone al 10% di Iodio 1000 ml, 3 Flaconi di Soluzione Fisiologica (Sodio Cloruro 0,9 %) 500 ml, 10 Compresse di Garza Sterile in buste singole 20x20 cm, 2 Compresse di Garza Sterile in buste singole 18x40 cm, 2 Teli Sterili Monouso 40x60 cm, 2 Pinzette da Medicazione Sterili Monouso, 1 confezione di Rete Elastica (tubolare) di misura media, 1 Confezione da 100 gr di Cotone Idrofilo, 2 Confezioni di Cerotti di Varie Misure pronti all'uso, 2 Rotoli di Cerotto 5 metri x 2,5 cm, 1 Paio di Forbici Tagliabenda 14 cm, 3 Lacci Emostatici, 2 Ghiaccio Pronto all'uso, 2 Sacchetti Monouso per Raccolta Rifiuti Sanitari, 1 Termometro Digitale, 1 Apparecchio per la Misurazione della Pressione Arteriosa, Istruzioni d'uso dei presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi.